

## PROGRAMME DE MAINTENANCE PRÉVENTIVE



### **SAFE CleanBox** **STK 113 – STK103**

**BICAR<sub>med</sub><sup>®</sup>**

Département de BICARJET S.r.l.  
via IX Strada, 4 - 35129 - Padova – Italia  
[info@bicarmed.com](mailto:info@bicarmed.com) - [www.bicarmed.com](http://www.bicarmed.com)

## MAINTENANCE PROGRAMMÉ

	1ère ANNEE		
	1ère quadrimestre	2ème quadrimestre	3ème quadrimestre
N. techniciens	1	1	1
N. heures / personne	2	2	3
INTERVENTION	MAINTENANCE PREVENTIVE	MAINTENANCE PREVENTIVE	MAINTENANCE PREVENTIVE
REPLACEMENTS PREVUS	/	/	BROSSE D'ESSUIE-GLACE ASPIRATEUR + FILTRES

	2ème ANNEE		
	1ère quadrimestre	2ème quadrimestre	3ème quadrimestre
N. techniciens	1	1	1
N. heures / personne	2	2	4
INTERVENTION	MAINTENANCE PREVENTIVE	MAINTENANCE PREVENTIVE	MAINTENANCE PREVENTIVE
REPLACEMENTS PREVUS	/	/	BROSSE D'ESSUIE-GLACE ASPIRATEUR + FILTRES JOINTS BRIDE JOINTS PORTE

	3ème ANNEE		
	1ère quadrimestre	2ème quadrimestre	3ème quadrimestre
N. techniciens	1	1	1
N. heures / personne	2	2	4
INTERVENTION	MAINTENANCE PREVENTIVE	MAINTENANCE PREVENTIVE	MAINTENANCE PREVENTIVE
REPLACEMENTS PREVUS	/	/	BROSSE D'ESSUIE-GLACE ASPIRATEUR + FILTRES TUYAUX AIR/EAU PIECES A MAIN

	4ème ANNEE		
	1ère quadrimestre	2ème quadrimestre	3ème quadrimestre
N. techniciens	1	1	1
N. heures / personne	2	2	4
INTERVENTION	MAINTENANCE PREVENTIVE	MAINTENANCE PREVENTIVE	MAINTENANCE PREVENTIVE
REPLACEMENTS PREVUS	/	/	BROSSE D'ESSUIE-GLACE ASPIRATEUR + FILTRES JOINTS BRIDE JOINTS PORTE

5ème ANNEE			
	1ère quadrimestre	2ème quadrimestre	3ème quadrimestre
N. techniciens	1	1	1
N. heures / personne	2	2	4
INTERVENTION	MAINTENANCE PREVENTIVE	MAINTENANCE PREVENTIVE	MAINTENANCE PREVENTIVE
REPLACEMENTS PREVUS	/	/	BROSSE D'ESSUIE-GLACE ASPIRATEUR + FILTRES POMPE DE VIDANGE

6ème ANNEE			
	1ère quadrimestre	2ème quadrimestre	3ème quadrimestre
N. techniciens	1	1	1
N. heures / personne	2	2	5
INTERVENTION	MAINTENANCE PREVENTIVE	MAINTENANCE PREVENTIVE	MAINTENANCE PREVENTIVE
REPLACEMENTS PREVUS	/	/	BROSSE D'ESSUIE-GLACE ASPIRATEUR + FILTRES JOINTS BRIDE JOINTS PORTE TUYAUX AIR/EAU PIECES A MAIN

7ème ANNEE			
	1ère quadrimestre	2ème quadrimestre	3ème quadrimestre
N. techniciens	1	1	1
N. heures / personne	2	2	3
INTERVENTION	MAINTENANCE PREVENTIVE	MAINTENANCE PREVENTIVE	MAINTENANCE PREVENTIVE
REPLACEMENTS PREVUS	/	/	BROSSE D'ESSUIE-GLACE ASPIRATEUR + FILTRES

8ème ANNEE			
	1ère quadrimestre	2ème quadrimestre	3ème quadrimestre
N. techniciens	1	1	1
N. heures / personne	2	2	4
INTERVENTION	MAINTENANCE PREVENTIVE	MAINTENANCE PREVENTIVE	MAINTENANCE PREVENTIVE
REPLACEMENTS PREVUS			BROSSE D'ESSUIE-GLACE ASPIRATEUR + FILTRES JOINTS BRIDE JOINTS PORTE

	9ème ANNEE		
	1ère quadrimestre	2ème quadrimestre	3ème quadrimestre
<b>N. techniciens</b>	1	1	1
<b>N. heures / personne</b>	2	2	4
<b>INTERVENTION</b>	MAINTENANCE PREVENTIVE	MAINTENANCE PREVENTIVE	MAINTENANCE PREVENTIVE
<b>REPLACEMENTS PREVUS</b>	/	/	BROSSE D'ESSUIE-GLACE ASPIRATEUR + FILTRES TUYAUX AIR/EAU PIECES A MAIN

	10ème ANNEE		
	1ère quadrimestre	2ème quadrimestre	3ème quadrimestre
<b>N. techniciens</b>	1	1	1
<b>N. heures / personne</b>	2	2	5
<b>INTERVENTION</b>	MAINTENANCE PREVENTIVE	MAINTENANCE PREVENTIVE	MAINTENANCE PREVENTIVE
<b>REPLACEMENTS PREVUS</b>	/	/	BROSSE D'ESSUIE-GLACE ASPIRATEUR + FILTRES JOINTS BRIDE JOINTS PORTE POMPE DE VIDANGE