

PROGRAMME DE MAINTENANCE PRÉVENTIVE



SAFE CleanBox STK 113 – STK103

MAINTENANCE PROGRAMMÉ

	1ère ANNEE		
	1ère quadrimestre	2ème quadrimestre	3ème quadrimestre
N. techniciens	1	1	1
N. heures / personne	2	2	3
INTERVENTION	MAINTENANCE PREVENTIVE	MAINTENANCE PREVENTIVE	MAINTENANCE PREVENTIVE
REPLACEMENTS PREVUS	/	/	BROSSE D'ESSUIE-GLACE ASPIRATEUR + FILTRES

	2ème ANNEE		
	1ère quadrimestre	2ème quadrimestre	3ème quadrimestre
N. techniciens	1	1	1
N. heures / personne	2	2	4
INTERVENTION	MAINTENANCE PREVENTIVE	MAINTENANCE PREVENTIVE	MAINTENANCE PREVENTIVE
REPLACEMENTS PREVUS	/	/	BROSSE D'ESSUIE-GLACE ASPIRATEUR + FILTRES JOINTS BRIDE JOINTS PORTE

	3ème ANNEE		
	1ère quadrimestre	2ème quadrimestre	3ème quadrimestre
N. techniciens	1	1	1
N. heures / personne	2	2	4
INTERVENTION	MAINTENANCE PREVENTIVE	MAINTENANCE PREVENTIVE	MAINTENANCE PREVENTIVE
REPLACEMENTS PREVUS	/	/	BROSSE D'ESSUIE-GLACE ASPIRATEUR + FILTRES TUYAUX AIR/EAU PIECES A MAIN

	4ème ANNEE		
	1ère quadrimestre	2ème quadrimestre	3ème quadrimestre
N. techniciens	1	1	1
N. heures / personne	2	2	4
INTERVENTION	MAINTENANCE PREVENTIVE	MAINTENANCE PREVENTIVE	MAINTENANCE PREVENTIVE
REPLACEMENTS PREVUS	/	/	BROSSE D'ESSUIE-GLACE ASPIRATEUR + FILTRES JOINTS BRIDE JOINTS PORTE

5ème ANNEE			
	1ère quadrimestre	2ème quadrimestre	3ème quadrimestre
N. techniciens	1	1	1
N. heures / personne	2	2	4
INTERVENTION	MAINTENANCE PREVENTIVE	MAINTENANCE PREVENTIVE	MAINTENANCE PREVENTIVE
REPLACEMENTS PREVUS	/	/	BROSSE D'ESSUIE-GLACE ASPIRATEUR + FILTRES POMPE DE VIDANGE

6ème ANNEE			
	1ère quadrimestre	2ème quadrimestre	3ème quadrimestre
N. techniciens	1	1	1
N. heures / personne	2	2	5
INTERVENTION	MAINTENANCE PREVENTIVE	MAINTENANCE PREVENTIVE	MAINTENANCE PREVENTIVE
REPLACEMENTS PREVUS	/	/	BROSSE D'ESSUIE-GLACE ASPIRATEUR + FILTRES JOINTS BRIDE JOINTS PORTE TUYAUX AIR/EAU PIECES A MAIN

7ème ANNEE			
	1ère quadrimestre	2ème quadrimestre	3ème quadrimestre
N. techniciens	1	1	1
N. heures / personne	2	2	3
INTERVENTION	MAINTENANCE PREVENTIVE	MAINTENANCE PREVENTIVE	MAINTENANCE PREVENTIVE
REPLACEMENTS PREVUS	/	/	BROSSE D'ESSUIE-GLACE ASPIRATEUR + FILTRES

8ème ANNEE			
	1ère quadrimestre	2ème quadrimestre	3ème quadrimestre
N. techniciens	1	1	1
N. heures / personne	2	2	4
INTERVENTION	MAINTENANCE PREVENTIVE	MAINTENANCE PREVENTIVE	MAINTENANCE PREVENTIVE
REPLACEMENTS PREVUS			BROSSE D'ESSUIE-GLACE ASPIRATEUR + FILTRES JOINTS BRIDE JOINTS PORTE

	9ème ANNEE		
	1ère quadrimestre	2ème quadrimestre	3ème quadrimestre
N. techniciens	1	1	1
N. heures / personne	2	2	4
INTERVENTION	MAINTENANCE PREVENTIVE	MAINTENANCE PREVENTIVE	MAINTENANCE PREVENTIVE
REPLACEMENTS PREVUS	/	/	BROSSE D'ESSUIE-GLACE ASPIRATEUR + FILTRES TUYAUX AIR/EAU PIECES A MAIN

	10ème ANNEE		
	1ère quadrimestre	2ème quadrimestre	3ème quadrimestre
N. techniciens	1	1	1
N. heures / personne	2	2	5
INTERVENTION	MAINTENANCE PREVENTIVE	MAINTENANCE PREVENTIVE	MAINTENANCE PREVENTIVE
REPLACEMENTS PREVUS	/	/	BROSSE D'ESSUIE-GLACE ASPIRATEUR + FILTRES JOINTS BRIDE JOINTS PORTE POMPE DE VIDANGE