

SAFEKlinic®

BICARmed® nátrium-bikarbonát
az ÚOE-k tisztításához



MŰSZAKI ADATLAP

LEÍRÁS

SAFEKlinic[®] egy szintetikus nátrium-bikarbonát alapú sós vegyület, melyet kifejezetten a BICAR_{med}[®] SAFE CleanBox technológiával kombinált használatra fejlesztettek ki.

Kíméletes hatása lehetővé teszi bármilyen típusú segédeszköz kezelését, beleértve az acélt, alumíniumot és üvegszálat is.

A **SAFEKlinic[®]** egy környezetbarát, a kezelőre nézve nem mérgező és nem veszélyes termék.

A **SAFEKlinic[®]** sajátos összetétele hatásos és hatékony műveletek elvégzését teszi lehetővé.



ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Sebészeti eszközök, orvostechikai berendezések és más technikai műszerek tisztítása.
- Biofilm és ragasztó maradványok, cement és stukkó eltávolítása.
- Zsírtalanítás és szennyező anyagok, valamint más bevonatok eltávolítása.



LEÍRÁS

TERMÉKLEÍRÁS

Kristályos, fehér és szagtalan por

CAS szám	144-55-8
EC (EINECS) szám	205-633-8
ID szám (Annex I)	-
EC besorolás	-
Kémiai képlet	NaHCO ₃
Molekulatömeg	84
Mohs skála szerinti keménység	2,5 – 3

KÉMIAI FIZIKAI JELLEMZŐK

Sűrűség kg/dm ³	2,218
pH (5 g/100 ml oldat)	< 8,6
Oldhatóság vízben 20°C-on g/1000 g (endoterm)	96
Oldhatóság alkoholban	Nem oldható
Fajlagos szabad tömegáram kg/dm ³ -ban	0,8 – 1,3
Teljes lúgosság NaHCO ₃ -ban kifejezve	> 98%

SZEMCSEMÉRET HALMOZOTT ÉRTÉKE

< 500 µm	≥ 90%
< 250 µm	< 20%
< 160 µm	< 1,5%

CSOMAGOLÁS –TÁROLÁS

Csomagolás	6 kg-os PET palackok
Tárolás	Száraz és hűvös helyen tárolandó

Ez a termék nem tartozik a veszélyes áruk szállítására vonatkozó (ADR-RID) rendelkezések hatáskörébe