



CONNESSIONE IDRAULICA - HYDRAULIC CONNECTION	
PRESSIONE ACQUA-WATER PRESSURE :	3 (min) a 6 (max) bar - 43,5 (min) to 87 (max) psig
PORTATA-WATER FLOW :	8 l/min - 2 gal(US)/min
TEMPERATURA-TEMPERATURE :	ACQUA FREDDA/COLD WATER (<+15°C) (<+59°F)
CONNESSIONE-CONNECTION :	DN 15 mm (G 1/2 in)

Disegnato da: S.P.	In data: 13/01/2021	Rilasciato da: S.P.	In data: 14/01/2021	
Trattamento tecnico:		Trattamento superficiale:		
Materiali:	Massa:	Categoria:	Divisione: Medicale	Tolleranza UNI EN 22768-mk
Descrizione / Description: Schema idraulico STK100 Hydraulic diagram STK100		Scala: A4 1/1	Fogli: 17000006	Rev.: 00